

Systemanforderungen

Betriebssystem und Internetanschluss

Voraussetzung für den Einsatz von Narcotics

Windows 7 / Vista / XP / Windows 2000
Mindestens 256 MB RAM, empfohlen 512 MB RAM
Internetanschluss (Analog, ISDN, ADSL oder Kabel)

Narcotics installieren

Software Installation

Installation ab Software-Download

Führen Sie die folgenden Schritte durch:

Schliessen Sie alle geöffneten Anwendungen.
Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Datei „Installieren“
Folgen Sie den Instruktionen des Setup Programms
Nach erfolgreicher Installation starten Sie das Programm und folgen den Anweisungen

Schritt 1 - Vorbereitungen:

Sie benötigen folgendes, um Narcotics erfolgreich in Betrieb zu nehmen:

1. Ihre persönliche EAN-Nummer
2. Administrator-Rechte auf Ihren Computer um die Software zu installieren.
3. PDF Reader

Schritt 2 - Installation:

Je nach vorinstallierten Microsoftkomponenten verlangt das Programm die Installation von Microsoft Netframework 4




Um die Installation fortzuführen müssen Sie den Bedingungen des Lizenzvertrages von Microsoft zustimmen.

Je nach vorinstallierten Microsoftkomponenten verlangt das Programm auch die Installation von SQL Server Compact 3.5 SP2




Um die Installation fortzuführen müssen Sie den Bedingungen des Lizenzvertrages von Microsoft zustimmen.

Nach dem Download oder nach der Installation der Microsoftkomponenten erscheint folgende Sicherheitswarnung




Installieren Sie Narcotics indem Sie nun auf Installieren klicken




Warten Sie bis die Installation abgeschlossen ist

Nach Abschluss der Installation startet nun Narcotics automatisch



Begrüßungsbildschirm, weiter im OK



Geben Sie den Hauptbenutzer ein. Weiter mit Speichern.

Programm bestellen

Sehr geehrter Benutzer

Die Testversion dieses Programmes erlaubt Ihnen nur die Eingabe von maximal 20 Buchungen.

Möchten Sie das Programm erwerben, so füllen Sie die Felder mit Ihren Praxisangaben aus und senden uns das ausgefüllte Formular per Post oder Fax zu. Gerne werden wir Ihnen nach Erhalt Ihrer Einzahlung (Bitte beachten Sie die AGB) einen Memory Stick oder ein E-Mail mit dem Freischaltmodul zusenden.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Software - Team

Benutzerangaben:

Ihre Angaben:	Beispiel:	
Titel:	Dr. med.	<input type="radio"/> per E-Mail
Vorname Name:	Hans Muster	<input type="radio"/> auf Memory Stick per Post
EAN:	7601000144386	<input type="radio"/> Arztversion
Strasse + Nr.:	Glücksstr. 7	<input type="radio"/> Apothekerversion
PLZ:	4123	
Ort:	Allschwil	
Land:	Schweiz	AGB lesen
Praxiseröffnung:	01.04.1996	
E-Mail:	support@dr-martin.ch	<input type="checkbox"/> AGB gelesen 

Solange die Testversion läuft erscheint beim Start diese Eingabemaske. Füllen Sie die Maske mit Ihren persönlichen Angaben aus und drucken Sie das Formular aus oder testen Sie das Programm weiter.

Für weitere Angaben zur Programmbenutzung und Konfiguration verweisen wir auf die Bedienungsanleitung.

Ihr Dr. Martin Medical Software Team